

CRIAL

Gocce oculari con HA 0,2%
Soluzione oftalmica con HA 0,2%, sterile, auto preservata, tamponata,
con elevate proprietà lenitive, lubrificanti, idratanti e rinfrescanti.

Indicazioni

CRIAL lubrifica e idrata. Particolarmente adatto ad occhi sensibili.

L'azione del Sodio ialuronato (sale sodico dell'acido ialuronico) lo rende ideale nel caso di alterazioni non traumatiche non patologiche degli occhi, contribuisce a proteggere e lubrificare la superficie oculare.

L'acido ialuronico, componente naturale dell'organismo, è una sostanza con elevate proprietà viscoelastiche e, come le lacrime, è capace di modificare la sua viscosità in base alla frizione applicata, aumentando e migliorando la lubrificazione oculare. Grazie alla capacità di incorporare molecole d'acqua aiuta a reintegrare e stabilizzare il film lacrimale.

Altamente biocompatibile, può essere usato anche con lenti a contatto indossate.

Ideale in caso di: stanchezza dovuta a prolungata attività al computer o alla guida; uso prolungato di lenti a contatto; alterazioni traumatiche non patologiche degli occhi; ambienti fumosi o con aria condizionata; sensazione di secchezza oculare; sensazione di corpo estraneo dovuta ad esposizione a vento e polvere.

Istruzioni per l'uso: instillare alcune gocce di soluzione in ogni occhio più volte al giorno, per più giorni, secondo necessità.

Avvertenze:

In caso di irritazione oculare interrompere l'utilizzo e contattare uno specialista.

Non usare in caso di ipersensibilità verso i componenti del prodotto.

Non toccare la superficie oculare con il beccuccio contagocce.

Tenere lontano da fonti di calore, conservare in luogo asciutto a temperatura compresa tra 5 e 35 °C.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Non ingerire.

Non usare il prodotto dopo la data di scadenza.

Usare entro 90 giorni dalla prima apertura.

Sterile fino alla prima apertura.

Chiudere bene il flacone dopo l'uso.

Controindicazioni:

Non sono state rilevate controindicazioni se non nei soggetti con ipersensibilità nota verso i componenti del prodotto.

Composizione:

Sodio ialuronato 0,2%, Disodio edetato, Soluzione isotonica tamponata a pH 7.2.

Formato 10 ml



CE
0051

STERILE A



 **Omisan** farmaceutici
via Galilei, Guidonia M. (Rm) Italy

DISTRIBUITO DA:

GERLINE

Via Cerreto Sannita, 13

00182 Roma (Italia) - Info@gerline.it